

El botón de ayuda se puede usar como pulsera o como collar.



Estamos aquí para ayudar. Llame al (800) 998-2400 para obtener ayuda.

#### **IMPORTANTE**

Firme el Acuerdo de Servicio donde se indica y devuélvalo en el sobre con franqueo pagado adjunto.

# Primeros pasos

► Siga los pasos que se indican en el interior para configurar el sistema.

▶ Revise el formulario de información de su cuenta y llámenos si necesita hacer algún cambio.

► Firme el **Acuerdo de servicio** donde se indica y devuélvalo en el sobre con franqueo pagado adjunto.

## SIGA ESTOS PASOS SENCILLOS PARA COMENZAR

# Busque una ubicación



Coloque su dispositivo en una ubicación central con buena recepción celular

## **Enchúfelo**



Encuentre una toma de corriente que esté siempre encendida y que no esté controlada por un interruptor o temporizador

# **Enciéndalo**

Deslice el interruptor

(On/Off) en la parte

inferior de la consola

a la posición de

encendido (ON)

de encendido/apagado

# Deje que se conecte



Permita hasta

2 minutos para que la consola se conecte a la red celular

## Pruébelo



Llame al **855-908-3501** y luego **presione su botón de ayuda** 

## CONOZCA SU CONSOLA

### **ENERGÍA**



FIJA	Energía conectada
PARPADEA	El sistema está desenchufado
LUZ APAGADA	El sistema no tiene energía

#### **SERVICIO CELULAR**



FIJA Servicio de telefonía celular disponible O PARPADEANDO



FIJA Mueva la consola al área de O PARPADEANDO mejor cobertura celular

#### **SISTEMA**



ENCENDIDA FIJA O PARPADEANDO Llame al servicio de atención al cliente

#### **EMERGENCIA**



**PARPADEANDO** 

Alarma médica en proceso